


Anticorps Monoclonal Anti-Rps19 Pour Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P39019

Numéro d'article: CM0011809



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine RPS19 humaine (protéine ribosomique 40S S19). Validé pour WB, IP, IF, ELISA ; réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes et l'anémie de Diamond-Blackfan.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS19 Rabbit mAb
Remarques / Alias	DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CR1; RPS19
Espèce	Humain
GeneID	6223
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 66 et 145 de la RPS19 humaine (P39019).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P39019
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace