


Anticorps Polyclonal Anti-Rps19 Pour Wb, Elisa - P39019

Numéro d'article: CM0021727



Introduction

RPS19 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal dirigé contre la protéine ribosomique 40S S19 humaine, validé pour WB et ELISA. Idéal pour étudier la biogenèse des ribosomes et l'anémie de Diamond-Blackfan.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS19 Lapin pAb
Remarques/Alias	DBA ; S19 ; DBA1 ; eS19 ; LOH19CR1 ; RPS19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6223
GeneID	6223
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-145 de RPS19 humain (NP_001013.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P39019
Poids moléculaire protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace