


Anticorps Polyclonal Anti-Rps19Bp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q86Wx3

Numéro d'article: CM0014928



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RPS19BP1 (AROS) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur la biogenèse ribosomique, la régulation de SIRT1 et la signalisation p53.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS19BP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AROS; S19BP; RPS19BP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	91582
ID du gène	91582
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-136 de RPS19BP1 humain (NP_919307.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86WX3
Poids protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace