


Anticorps Monoclonal Anti-Rps20 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60866

Numéro d'article: CM0012047



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine ribosomique 40S humaine RPS20. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les ribosomes et les études de synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS20 mAb de lapin
Remarques / Alias	S20; uS10; RPS20
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6224
ID du gène	6224
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de la RPS20 humaine (P60866)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60866
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sachet de glace