

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps21 Pour Wb, Elisa - P63220

Numéro d'article: CM0020009



Introduction

RPS21 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant la protéine RPS21 humaine, une protéine ribosomique 40S essentielle à la traduction. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, il réagit de manière croisée avec la souris. Il est excellent pour étudier la fonction des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS21 Rabbit pAb
Remarques / Alias	S21; HLDF; eS21; RPS21
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6227
Identifiant du gène	6227
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 81 de la RPS21 humaine (NP_001015.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P63220
Poids de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac de glace