

Anticorps Polyclonal Anti-Rps23 Pour Wb, Elisa - P62266

Numéro d'article: CM0019434



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RPS23 humaine (16 kDa), validé pour le WB et l'ELISA. Idéal pour les fabricants de diagnostics et les laboratoires de recherche étudiant la fonction du ribosome et la traduction. SWISS : P62266.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS23 Rabbit pAb
Remarques / Alias	S23; BTDD; uS12; MABAS; MCINS; PAMAS; RPS23
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6228
GeneID	6228
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-120 de la RPS23 humaine (NP_001016.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P62266
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sachet de glace