

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps24 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P62847

Numéro d'article: CM0017962



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Anti-RPS24 de CamelBio est validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Cible la protéine ribosomique 40S S24 humaine (eS24), réactif croisé avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes, la traduction et l'anémie de Diamond-Blackfan (DBA).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS24 Lapin pAb
Remarques/Alias	S24; DBA3; eS24; RPS24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6229
GeneID	6229
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de RPS24 humain (NP_148982.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62847
Poids protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace