


Anticorps Polyclonal Anti-Rps25 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62851

Numéro d'article: CM0015982



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ribosomique S25 (RPS25/eS25). Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA ; réagit croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la synthèse des protéines ribosomiques et de la biologie de la petite sous-unité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS25 Lapin pAb
Remarques/Alias	S25; eS25; RPS25
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6230
GeneID	6230
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et l'extrémité C-terminale de RPS25 humain (NP_001019.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62851
Poids Moléculaire	14kDa
Expédition	Sac de glace