


Anticorps Polyclonal Anti-Rps26 Pour Wb, Elisa - P62854

Numéro d'article: CM0014897



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RPS26 humain (protéine ribosomique 40S S26, 13kDa). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les ribosomes et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	RPS26 Lapin pAb
Remarques/Alias	S26; eS26; DBA10; RPS26
E>Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6231
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 du RPS26 humain (NP_001020.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62854
Poids Protéique	13kDa
Expédition	Sac de glace