


Anticorps Polyclonal Anti-Rps27A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62979

Numéro d'article: CM0013727



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RPS27A, une protéine de fusion ubiquitine-ribosomale impliquée dans la dégradation des protéines et la traduction. Validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation de l'ubiquitine, la voie du protéasome et la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS27A Lapin pAb
Remarques/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6233
GenelD	6233
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-156 de la protéine RPS27A humaine (NP_001170884.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62979
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace