

Anticorps Polyclonal Anti-Rps27A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62979

Numéro d'article: CM0023813

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la RPS27A humaine (fusion ubiquitine-protéine ribosomique eS31). Idéal pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Validé pour la recherche sur la signalisation de l'ubiquitine et la fonction ribosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RPS27A
Remarques/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6233
ID de gène	6233
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-156 de la RPS27A humaine (NP_001170884.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62979
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace