

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps27L Pour Wb, Elisa - Q71Um5

Numéro d'article: CM0023598

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RPS27L humain, validé pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Convient à la recherche sur les protéines ribosomiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS27L Rabbit pAb
Remarques / Alias	RPS27L
Espèce	Humain
GenelD (humain)	51065
GenelD	51065
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-84 de RPS27L humain (NP_057004.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q71UM5
Poids de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac de glace