


Anticorps Polyclonal Anti-Rps28 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62857

Numéro d'article: CM0022984



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RPS28 de haute qualité, validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec les protéines RPS28 humaines, murines et de rat. Idéal pour les études sur la biogenèse des ribosomes et la synthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS28 Rabbit pAb
Remarques/Alias	S28 ; eS28 ; DBA15 ; RPS28
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6234
GeneID	6234
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-69 de la protéine RPS28 humaine (NP_001022.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P62857
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace