


Anticorps Polyclonal Anti-Rps3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23396

Numéro d'article: CM0017578



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RPS3 humaine, validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Convient pour la détection des protéines ribosomiques et les études de réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	S3, uS3, RPS3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	6188
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-243 de la protéine RPS3 humaine (NP_000996.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23396
Poids moléculaire protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace