

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rps3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23396

Numéro d'article: CM0010656



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine RPS3 (SWISS : P23396). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les protéines ribosomiques, la réparation de l'ADN et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-RPS3
Remarques/Alias	S3 ; uS3 ; RPS3
Espèce	Humaine
ID du gène	6188
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 de la protéine humaine RPS3 (P23396).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P23396
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace