

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23396

Numéro d'article: CM0024016



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RPS3 de haute qualité pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'Homme, la Souris et le Rat. Cible la protéine S3 ribosomique 40S, impliquée dans la traduction, la réparation de l'ADN et l'apoptose. Idéal pour la recherche en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	S3; uS3; RPS3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6188
GeneID	6188
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 243 de la protéine RPS3 humaine (NP_000996.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23396
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace