

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps4X Pour Wb Et Elisa - P62701

Numéro d'article: CM0026633



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RPS4X validé pour WB et ELISA, réagissant avec la protéine ribosomique 40S eS4 (30 kDa) humaine, murine et de rat. Idéal pour l'étude de la biogenèse des ribosomes et des mécanismes de synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS4X Rabbit pAb
Remarques / Alias	S4; eS4; CCG2; RPS4; SCAR; SCR10; DXS306; RPS4X
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6191
GenelD	6191
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 66-263 de la protéine RPS4X humaine (NP_000998.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62701
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace