


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps5 Pour Wb Et Elisa - P46782

Numéro d'article: CM0030931



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RPS5 humain (protéine ribosomique 40S S5, uS7), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biogenèse des ribosomes et la synthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS5 Lapin pAb
Remarques/Alias	S5; uS7; RPS5
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6193
GenelD	6193
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-204 du RPS5 humain (NP_001000.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46782
Poids Moléculaire	23 kDa
Expédition	Sac de glace