


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps6Ka1/Rps6Ka2/Rps6Ka3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15418 / Q15349 / P51812

Numéro d'article: CM0023263



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RPS6KA1, RPS6KA2, RPS6KA3, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la transduction du signal et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 Rabbit pAb
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6195/6196/6197
GeneID	6195/6196/6197
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600-700 de RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 humain (NP_002944.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15418/Q15349/P51812
Expédition	Sac de glace