

Anticorps Polyclonal Anti-Rps6Ka2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15349

Numéro d'article: CM0022851

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RPS6KA2 (RSK3/p90RSK2), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation MAPK/ERK, de la biologie du cancer et du contrôle traductionnel.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS6KA2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RSK ; HU-2 ; RSK3 ; p90RSK2 ; p90-RSK3 ; pp90RSK3 ; MAPKAPK1C ; S6K-alpha ; S6K-alpha2 ; RPS6KA2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6196
ID du gène	6196
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 632-733 de la RPS6KA2 humaine (NP_066958.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q15349
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace