


## Anticorps Polyclonal Anti-Rps6Ka3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51812

Numéro d'article: CM0025437



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la RPS6KA3 humaine (RSK2, p90RSK2) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande d'environ 84 kDa. Pour les études sur la signalisation ERK/MAPK, la traduction et la survie cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | RPS6KA3 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques / Alias    | CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RPS6KA3                                   |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                           |
| Identifiant de gène  | 6197                                                                                                                              |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 68-327 de la RPS6KA3 humaine (NP_004577.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Applications         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                               |
| SWISS                | P51812                                                                                                                            |
| Poids de la protéine | 84kDa                                                                                                                             |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                      |