

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps6Ka4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75676

Numéro d'article: CM0014726

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine kinase ribosomale S6 alpha-4 (MSK2, UniProt O75676). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit croisé avec l'humain et la souris. 86 kDa. Idéal pour les études sur la signalisation inflammatoire et le stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPS6KA4 Lapin pAb
Remarques/Alias	MSK2 ; RSK-B ; S6K-alpha-4 ; RPS6KA4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8986
ID de Gène	8986
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 673-772 de RPS6KA4 humain (NP_003933.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O75676
Poids Protéique	86kDa
Expédition	Sac de glace