

Anticorps Polyclonal Anti-Rps6Ka5 (Msk1) Pour Wb, Elisa - 075582

Numéro d'article: CM0030978



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le RPS6KA5 (MSK1) humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des kinases dans les réponses de stress et inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPS6KA5 Lapin pAb
Remarques/Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9252
GeneID	9252
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 700-800 du RPS6KA5 humain (NP_004746.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075582
Poids Protéique	90kDa
Expédition	Sac de glace