

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rps6Ka5 (Msk1) Pour Wb, Elisa - O75582

Numéro d'article: CM0006370



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant RPS6KA5 (MSK1), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et le singe. Idéal pour l'étude de la signalisation des kinases activées par les mitogènes et le stress, la régulation de la transcription et les voies de modification des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPS6KA5 Lapin mAb
Remarques/Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9252
GeneID	9252
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 639-736 de RPS6KA5 humain (NP_004746.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	O75582
Poids Protéique	62kDa/82kDa/90kDa
Expédition	Sac de glace