

Anticorps Polyclonal Anti-Rps6KL1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6S9

Numéro d'article: CM0027781

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-RPS6KL1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le RPS6KL1 humain, souris et rat, une sérine/thréonine kinase de protéine ribosomique. Idéal pour les études de biologie ribosomique et de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	RPS6KL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RSKL2; RPS6KL1
Espèce	Humain
ID de Gène	83694
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 du RPS6KL1 humain (NP_113652.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6S9
Poids Moléculaire	60kDa
Expédition	Sac de glace