

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62081

Numéro d'article: CM0029585



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine ribosomale S7 humaine (RPS7), validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes et l'anémie de Diamond-Blackfan.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS7 Lapin pAb
Remarques/Alias	S7; eS7; DBA8; RPS7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6201
ID de gène	6201
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-194 de RPS7 humaine (NP_001002.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62081
Poids moléculaire	22kDa
Expédition	Sac de glace