

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rps8 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P62241

Numéro d'article: CM0003551



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre la RPS8 humaine (protéine ribosomique 40S S8, SWISS : P62241). Validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour la recherche sur les ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS8 Lapin mAb
Remarques/Alias	S8; eS8; RPS8
Espèce	Humain
ID de gène	6202
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-208 de la RPS8 humaine (NP_001003.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62241
Poids moléculaire	24 kDa
Expédition	Sac de glace