


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62241

Numéro d'article: CM0021253



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RPS8 humaine (protéine ribosomique S8 40S) pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Poids moléculaire prédit : 24 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS8 pAb de lapin
Remarques/Alias	S8 ; eS8 ; RPS8
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6202
ID du gène	6202
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10 à 100 de la protéine RPS8 humaine (NP_001003.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P62241
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace