


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps9 Pour Wb Et Elisa - P46781

Numéro d'article: CM0022643



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RPS9 (protéine ribosomique S9 de la sous-unité 40S), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur la biogenèse des ribosomes et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS9 Rabbit pAb
Remarques/alias	S9 ; uS4 ; RPS9
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	6203
GenelD	6203
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 162 de la protéine humaine RPS9 (NP_001004.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P46781
Poids moléculaire	23 kDa
Expédition	Sac de glace