


Anticorps Polyclonal Anti-Rraga Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L523

Numéro d'article: CM0012873



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RRAGA validé pour le Western blot (WB), l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA. Détecte le RRAGA humain, murin et de rat (FIP1/RAGA). Idéal pour les recherches sur la signalisation mTORC1 et la détection des acides aminés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RRAGA Rabbit pAb
Remarques/Alias	FIP1 ; RAGA ; FIP-1 ; RRAGA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10670
GeneID	10670
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 213 et 313 du RRAGA humain (NP_006561.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q7L523
Poids moléculaire	37 kDa
Expédition	Sac de glace