


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rraga Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q7L523

Numéro d'article: CM0030629



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin produit contre la protéine RRAGA humaine (Ras-related GTP-binding protein A), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation mTORC1 et la détection des acides aminés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RRAGA Lapin pAb
Remarques/Alias	FIP1 ; RAGA ; FIP-1 ; RRAGA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10670
GeneID	10670
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 213 et 313 de la protéine RRAGA humaine (NP_006561.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7L523
Poids Moléculaire Protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace