


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rragd Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nql2

Numéro d'article: CM0030656



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine D liant au GTP apparentée à Ras (RRAGD) humaine, validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat ; détecte 46kDa ; régulateur clé de la signalisation mTORC1 en réponse aux acides aminés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RRAGD Lapin pAb
Remarques/Alias	RAGD; HOMG7; bA11D8.2.1; RRAGD
Espèce	Humain
ID de Gène	58528
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 181-400 de RRAGD humaine (NP_067067.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQL2
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace