

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rras2 Pour Wb, Elisa - P62070

Numéro d'article: CM0029092



Introduction

RRAS2 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, réactif contre l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation liée à Ras et les processus de développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RRAS2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NS12, TC21, RRAS2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	22800
ID du gène	22800
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-204A de RRAS2 humain (NP_036382.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62070
Poids protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace