

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rrbp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2E9

Numéro d'article: CM0013599

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la RRBP1 humaine, adapté aux applications WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines et murines. La protéine 1 de liaison aux ribosomes intervient dans l'interaction entre les ribosomes et la membrane du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RRBP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	RRp ; hES ; p180 ; ES130 ; ES/130 ; RRBP1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6238
GeneID	6238
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 140 de la RRBP1 humaine (NP_004578.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q9P2E9
Poids de la protéine	152 kDa
Expédition	Pack de glace