

Anticorps Monoclonal Anti-Rrm1 Pour Wb, Elisa - P23921

Numéro d'article: CM0008661



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la RRM1 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cette grande sous-unité de la ribonucléotide réductase de 90 kDa est essentielle à la synthèse de l'ADN, ce qui rend cet anticorps idéal pour la recherche en oncologie et sur le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RRM1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	R1, RR1, RIR1, RRM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6240
GeneID	6240
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 691-792 de la RRM1 humaine (P23921)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23921
Poids moléculaire de la protéine	90 kDa
Expédition	Sac de glace