

Anticorps Polyclonal Anti-Rrm1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23921

Numéro d'article: CM0012849



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la RRM1 humaine (grande sous-unité de la ribonucléotide réductase) pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Outil essentiel pour l'étude de la synthèse d'ADN et des pathologies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RRM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	R1; RR1; RIR1; RRM1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6240
GeneID	6240
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 593-792 de la RRM1 humaine (NP_001024.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23921
Poids de la protéine	90kDa
Expédition	Sac de glace