

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rrm1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23921

Numéro d'article: CM0015499



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RRM1 validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte la grande sous-unité de la ribonucléotide réductase humaine et murine (90 kDa), essentielle à la synthèse et à la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RRM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	R1; RR1; RIR1; RRM1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6240
GenelD	6240
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P23921
Poids de la protéine	90 kDa
Expédition	Sac de glace