


Anticorps Polyclonal Anti-Rrm2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31350

Numéro d'article: CM0029840



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RRM2 humain, adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Validé pour la recherche sur le métabolisme des nucléotides et la synthèse d'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RRM2
Remarques/Alias	R2 ; RR2 ; RR2M ; C2orf48 ; RRM2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6241
Identifiant du gène	6241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-389 du RRM2 humain (NP_001025.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31350
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace