


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rrm2 Pour Wb Et Elisa - P31350

Numéro d'article: CM0011103



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la RRM2 humaine (sous-unité M2 de la ribonucléotide réductase), validé pour la WB et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur la synthèse de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-RRM2
Remarques/Alias	R2 ; RR2 ; RR2M ; C2orf48 ; RRM2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6241
GenelD	6241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10 à 117 de la RRM2 humaine (P31350).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P31350
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace