

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rrm2B Pour Elisa Et If/Icc - Q7Lg56

Numéro d'article: CM0026866



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le RRM2B humain (p53R2). Convient pour ELISA et IF/ICC. Idéal pour la recherche sur les dommages et la réparation de l'ADN. Soutenu par la plateforme complète d'approvisionnement en matières premières de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RRM2B Lapin pAb
Remarques/Alias	P53R2; RCDFRD; MTDPS8A; MTDPS8B; RRM2B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50484
GeneID	50484
Immunogène	peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du RRM2B humain (NP_056528.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q7LG56
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace