


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rrp1 Pour Wb Et Elisa - P56182

Numéro d'article: CM0020273



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant RRP1 (NNP-1, NOP52), adapté pour Western blot et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du traitement de l'ARNr 28S et de la dynamique nucléolaire. SWISS : P56182.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	RRP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NNP-1, NOP52, RRP1A, D21S2056E, RRP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	8568
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-253 de la protéine RRP1 humaine (NP_003674.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56182
Poids moléculaire de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace