

Anticorps Polyclonal Anti-Rrp36 Pour Wb Et Elisa - Q96Eu6

Numéro d'article: CM0013804

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RRP36 humaine (homologue de la protéine 36 de traitement de l'ARN ribosomal). Validé pour les applications de Western blot et ELISA. Impliqué dans la maturation du pré-ARNr conduisant à l'ARNr 18S.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RRP36 Lapin pAb
Remarques/Alias	C6orf153; dj20C7.4; RRP36
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	88745
GeneID	88745
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-259 de la protéine RRP36 humaine (NP_149103.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96EU6
Poids moléculaire de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace