


Anticorps Polyclonal Anti-Rrp8 Pour Wb, Elisa - 043159

Numéro d'article: CM0023760



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RRP8 (Nucléométhyline) pour applications Western blot et ELISA. Validé sur échantillons humains, de souris et de rat. Adapté aux études sur le silence des ADNr et la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RRP8 pAb de lapin
Remarques / Alias	NML; KIAA0409; RRP8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23378
GeneID	23378
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de RRP8 humain (NP_056139.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43159
Poids protéique	51 kDa
Expédition	Sac isotherme