

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rsad2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxg1

Numéro d'article: CM0027807

Introduction

RSAD2 Rabbit pAb validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris, le rat. Protéine antivirale inductible par l'interféron viperine ; adaptée aux études sur l'immunité innée et la réplication virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RSAD2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SAND ; cig5 ; vig1 ; cig33 ; RSAD2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	91543
GenelD	91543
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 118-361 de RSAD2 humain (NP_542388.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WXG1
Poids Moléculaire Protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace