


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rsk2 / Rps6Ka3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P51812

Numéro d'article: CM0003356



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre RSK2/RPS6KA3 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte RSK2 (84 kDa) humain, de souris et de rat. Essentiel pour l'étude de la signalisation MAPK/ERK, de la prolifération cellulaire et de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-RSK2 / RPS6KA3
Remarques / Alias	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RSK2 / RPS6KA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6197
GeneID	6197
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600 et 700 de RSK2 / RPS6KA3 humain (P51812).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51812
Poids de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace