


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rsl24D1 Pour Wb, Elisa - Q9Uha3

Numéro d'article: CM0021506



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RSL24D1, une protéine nucléolaire impliquée dans la biogenèse de la sous-unité ribosomique 60S. Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour les études d'assemblage des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RSL24D1 Lapin pAb
Alias	L30; RLP24; RPL24; TVAS3; RPL24L; C15orf15; HRP-L30-iso; RSL24D1
Espèce	Humain
GeneID	51187
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-80 de la RSL24D1 humaine (NP_057388.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UHA3
Poids Moléculaire Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace