


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rspo1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q2Mka7

Numéro d'article: CM0029086



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RSPO1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte RSPO1 humain, murin et de rat. Idéal pour étudier l'activation de la voie Wnt/ β -caténine et les niches de cellules souches. UniProt Q2MKA7.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RSPO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RSPO; CRISTIN3; RSPO1
Espèce	Humain
GeneID	284654
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-210 de RSPO1 humain (NP_001033722.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q2MKA7
Poids moléculaire de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace