

Anticorps Polyclonal Anti-Rsrc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Iz7

Numéro d'article: CM0026878

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine RSRC1 (SRrp53) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RSRC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MRT70; BM-011; SFRS21; SRrp53; RSRC1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	51319
Identifiant de gène	51319
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 117-276 de la protéine RSRC1 humaine (NP_001258763.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96I27
Poids moléculaire de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace