

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rsu1 Pour Wb, Elisa - Q15404

Numéro d'article: CM0017012



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RSU1 humain (RSP-1), validé pour WB et ELISA. Détecte RSU1 humain, murin et de rat. Convient pour la recherche sur la transduction du signal Ras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RSU1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RSP-1 ; RSU1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6251
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-277 de RSU1 humain (NP_036557.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15404
Poids protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace