

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rtbdn/Retbindine Pour Wb, Elisa - Q9Bsg5

Numéro d'article: CM0019147

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la retbindine humaine (RTBDN), une protéine de liaison à la riboflavine impliquée dans le transport des flavines rétinienne. Validé pour Western blot (WB) et ELISA, avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour la recherche en biologie rétinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RTBDN Rabbit pAb
Remarques/Alias	RTBDN ; retbindine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83546
GeneID	83546
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 63-261 de la RTBDN humaine (NP_113617.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9BSG5
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace